



カラーリキッド プレッタアquarellは、Zirkonzahn社製ジルコニアブロック、プレッタジルコニアブランク用のカラーリキッドです。特殊なバイオ色素を含んでおり、半焼結のジルコニアブロックへ浸透させることで着色し(デンティンカラー16色、インサイザルカラー5色、サービカルカラー4色、ティッシュカラー3色の着色が可能)、焼結後にそれぞれのカラーに変化しますので、焼結前に着色部位を確認することができます。今までにない高いクオリティの仕上がりと簡単な作業プロセスを両立した革新的なジルコニアブラッシングシステムを実現しました。



カラーリキッド プレッタアquarell塗布後 シンタリング前



シンタリング後

必要な材料・機器 Required equipment



カラーリキッド プレッタアquarell



ブラシ(金属を使用していないもの)



ティッシュペーパー



乾燥ランプ



シンタリングファーンエス

保管方法と使用時の注意 Instructions for storage and application

- 使用前にはよく振ってからご使用ください。
- カラーリキッドのボトルにジルコニアの粉末などが混入すると白濁の原因となります。スクリュー管瓶等に小分けにしてご使用ください。
- カラーリキッドを塗布するクラウンは十分にエアブローを行い、ゴミやジルコニアの削り粉を除去して下さい。
- 異なる色のカラーリキッドを塗布する際には筆を十分に水ですすいで、ティッシュ等で水分を拭き取ってからご使用ください。
- カラーリキッド塗布後は十分にブロックを乾燥させてからシンタリングファーンエスに入れてください。
- 塗布に使用する筆は金属を使用していない物をお使いください。
- 保管場所は、涼しくて暗い場所に保管してください。



- 販売名: カラーリキッド
- 一般的名称: 歯科セラミックス用着色材料
- 医療機器の分類: 管理医療機器 (クラスII)
- 医療機器認証番号: 221AKBZX00108000
- 包装: 1本



臼歯の着色方法

Instructions for colouring of a posterior tooth



Step	Colour Liquid	Colour application	buccal	occlusal
1	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x 3x		
2	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x		
3	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x		
4	Cervical A Aquarell Colour Liquid for Prettau	1x 2x 3x buccal occlusal		
5	Incisal blue Aquarell Colour Liquid for Prettau	1x - 2x		
6	Incisal grey Aquarell Colour Liquid for Prettau	1x		
7	Incisal violet Aquarell Colour Liquid for Prettau	1x		
8	Orange 1 Aquarell Colour Liquid for Prettau	1x		
	Brown 2 Aquarell Colour Liquid for Prettau	1x		

前歯の着色方法

Instructions for colouring of a front tooth



Step	Colour Liquid	Colour application	labial	palatal
1	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x 3x		
2	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x		
3	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x		
4	Cervical A Aquarell Colour Liquid for Prettau	1x		
5	Incisal blue Aquarell Colour Liquid for Prettau	1x - 2x		
6	Incisal grey Aquarell Colour Liquid for Prettau	1x		
7	Incisal violet Aquarell Colour Liquid for Prettau	1x		
8	Orange 1 Aquarell Colour Liquid for Prettau	1x		
	Brown 2 Aquarell Colour Liquid for Prettau	1x		