

骨破砕器 (ボーンミル) BONE MILL

ボーンクラッシャー
BONE CRUSHER


医療機器届出番号09B2X00010000330 PAT. PEND.



1/1



- 粉碎部の四方を囲む構造ですから、粉碎した骨が飛び散りません。また、握った力で砕く構造で、硬いオトガイ部の下顎骨でも小さな力で粉碎することができます。
- 台上に置いた状態で安定した操作ができるよう機器の底面は平らな設計となっています。



分割時

粉碎時

プレートの片面が分割用、逆面が粉碎用となっており、プレートの向きを返すだけで、容易に使い分けができます。

また、目視で確認しながら作業を行うことができますので、お好みの状態に近い仕上がりになります。

(※プレートは固定ネジにより、本体にしっかり固定されますので、浮き上がりが生じにくくなっています。)



ボーンクラッシャー ^{かつき} 香月式
(本体/分割プレート/粉碎パーツセット/レンチ)

CODE NO.29500

価格 ¥95,000

※空握りは、部品の劣化の原因となりますので、極力お避け下さい。

別売品



分割プレート

CODE NO.29501


価格 ¥18,600



粉碎パーツセット

CODE NO.29502

価格 ¥12,600



プレート底面のネジを付属のレンチで取り外すことができます。本体のパーツも同様に行えます。

※清掃性を高めるために、部品はすべて解体することができる構造です。消耗部品は交換することができます。