

ペル-ラダイヤ

特許製法による優れた耐久性

削る、より、切る感覚で従来のゴム歯石の様に強く押し付ける必要がありません

研削量は、回転数により調整してください

	形状	色調	主な用途	標準価格
HP用	P5	HC 粗/ブラック	●ジルコニア研削	3,500円(1本入)
		C 粗/レッド	●歯冠歯根全体の形成、研削	
		MC 粗中/ブラウン	●マージン部の研削、研削	
	P2	M 粗細/ブルー	●咬合面歪み及びバイト調整	5,200円(3本入)
		MF 中/ライトグリーン		
		F 仕上げ/パープル		
	P12	SF 仕上げ/イエロー	●ジルコニア研削	3,500円(1本入)
		HC 粗/ブラック		
		C 粗/レッド		
	S12	MC 粗中/ブラウン	●歯冠歯根全体の形成、研削	2,800円(1本入)
		M 粗細/ブルー	●コンタクト調整	
		MF 中/ライトグリーン		
S20	F 仕上げ/パープル	●歯頸乳頭部の研削、研削	3,800円(1本入)	
	SF 仕上げ/イエロー			
	HC 粗/ブラック			
S25	M 中/ライトグリーン	●歯頸部、歯頸乳頭部の研削、研削	5,000円(1本入)	
	F 仕上げ/パープル			
	SF 仕上げ/イエロー			
H ホイール	HC 粗/ブラック	●ジルコニア研削	5,200円(1本入)	
	C 粗/レッド	●ジルコニアセラミック研削		
	MC 粗中/ブラウン	●歯冠全体の形成、研削		
#7	M 粗細/ブルー	●マージン部の研削	4,800円(1本入)	
	MF 中/ライトグリーン			
	F 仕上げ/パープル			
#8	SF 仕上げ/イエロー	●ジルコニア研削	5,200円(1本入)	
	HC 粗/ブラック			
	C 粗/レッド			
#9	MC 粗中/ブラウン	●咬合面の研削、研削	3,800円(1本入)	
	M 粗細/ブルー			
	MF 中/ライトグリーン			
#7	F 仕上げ/パープル	●ジルコニア研削	5,200円(1本入)	
	SF 仕上げ/イエロー			
	HC 粗/ブラック			
#8	M 中/ライトグリーン	●咬合面内のセット後の歯冠表面の形成、研削	4,500円(3本入) (M, F, SFが各1本ずつ入ったアソートもあります。)	
	F 仕上げ/パープル			
	SF 仕上げ/イエロー			
#9	M 中/ライトグリーン	●咬合面内のセット後の咬合部の研削、研削	4,900円(3本入) (M, F, SFが各1本ずつ入ったアソートもあります。)	
	F 仕上げ/パープル			
	SF 仕上げ/イエロー			

※イラストは図寸大です。

※色調は目安です。

●研削量の調整は、回転数により調整してください

一部取扱い店あり 品出番号 2853X 0006000005

NEW
ジルコニア用
粗研削用 (HC) 粗細研削用 (HM)