


パーシャルデンチャーを CAD/CAM で実現






DORA Plus

- ・ 石膏模型をデジタル化する 3D スキャナ
- ・ パーシャルフレームに合わせて模型の鉛筆線の読み込み機能を追加



Partial Denture Digital Solution

パーシャルデンチャー向け 歯科用 CAD/CAM システム



exocad Partial CAD

パーシャルデンチャーフレームをデジタルでデザイン



WAXY Plus


- ・ デザインしたパーシャルデンチャーの鑄造用パターンをワックス加工
- ・ パターンに拡大率を適応、そのまま鑄造

複雑なクラスプも正確に加工




デジタルプロセス株式会社


- ・ パーシャルデンチャーに CAD/CAM 活用で生産性を向上させよう
- ・ デンチャー製作手順に沿って、CAD で簡単にデザインできます
- ・ CAD/CAM なら、ブロックアウトやリリースを自動で作成します
- ・ exocad パーシャル CAD を専用に日本語対応





鉛筆線の読込



ブロックアウトおよびリリース



メッシュおよびクラスプ設計



設計 STL の出力



- ・ デザインしたフレームをワックスディスクから加工
- ・ 抜群の適合性、加工後の変形も心配ありません
- ・ 耐火模型が不要になり、生産工程を簡素化できます

WAXY DISK Precious



- ✓ パーシャルデンチャーの加工がより高速で、加工後の修正も簡単です
- ✓ 金属床向けに 28mm 厚 のワックスディスクをご用意しています。

※当製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
 ※記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

各製品の詳細は web ページにてご覧ください。
<https://www.dipro.co.jp/product/dental/>

お問い合わせ先

製品・サービスについてのお問い合わせは

デジタルプロセス株式会社

〒243-0018 神奈川県厚木市中町 2 丁目 9 番 6 号 厚木会田ビル
 TEL : 046-225-3929 FAX : 046-205-4736
 E-mail : dental@dipro.co.jp URL : www.dipro.co.jp