

# スクリューピン撤去プライヤー

13B3X00365000461

このプライヤーはスクリューピンを確実に把持し、隣在歯に当たらずに回転させピンを緩めることができます。

## 特 徴

1. 嘴部先端部が細く、隣在歯に当たらない形状になっている
2. 嘴部内面には溝が有り、滑り止めのギザが付いている
3. バネ付で、細かな作業が容易である



## 用 途

1. スクリューピンの撤去
2. 根管内で折れているクレンザー、リーマーの除去
3. 矯正ワイヤー、ブラケット等の把持
4. 破折した残根先端部の除去



No1 下顎



No2 上顎



## (有)木村鉗子製作所

一般医療機器 製造販売業 13B3X00365

東京都墨田区向島 1-18-9  
TEL.FAX 03-3623-1232  
E-mail [Kimura.kanshi@nifty.com](mailto:Kimura.kanshi@nifty.com)  
<http://www.kimura-kanshi.com/>