

印象採得後の洗浄除菌をサポート。

印象採得の洗浄除菌

1



印象採得後、流水洗浄

まずは水道水で軽く水洗いします。



2



除菌と固定

印象材の除菌と固定

次亜塩素酸ナトリウム・界面活性剤・固定剤を効果的に配合。洗浄と固定が同時にできます。



インプロステリンプラス

3



流水洗浄後、石膏注入

もう一度流水洗浄した後、印象に石膏を注入します。

使用後のトレー洗浄



トレー洗浄

- 除菌、防錆性も備えた経済的な粉末タイプ
- 剥がす・溶かすの2通りに使える液体クリーナー



ニューウルトラ
トレークリーナー



ニュートレー
クリーナーリキッド

石膏模型の除菌



除菌

- 対象物にまんべんなく噴霧し、3分以上放置してください。



タイソールスプレー

石膏模型の
除菌には

High Technology & Sincerity

Ⓣ 太平化学産業株式会社

大阪本社 〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋 1-16 TEL.06(6942)7241(代)

URL <http://www.taihei-chem.co.jp>