

# The Portacube changes visit medical treatment

## 診療用途に合わせた2タイプ

診療用途に合わせて、トリートメント用ユニット Type T とハイジニスト用ユニット Type H を用意しました。Type T には、スリーウェイシリンジとマイクロモーター。Type H には、バキュームシリンジと超音波スケーラーを搭載しています。



Type T

Type H



## 簡単準備

ケースを開けてインストゥルメントをセッティングすれば、後はコンセントに挿すだけで準備完了。  
簡単な手順で診療を開始できます。