

カンジダ菌の除去にも効果的

【**歯科用**】 **ポリデント**®



品名	歯科用 酵素入りポリデント
患者様価格	32錠 / 735円(税込)

■ TAEDとは

テトラアセチルエチレンジアミン (TAED) の略で、一般的には漂白剤の機能を効果的に発揮させるために使用されます。しかし、ポリデントでは、カンジダ菌除菌目的で配合されています。

TAEDが入ることにより、低い温度でも効果的に除菌する環境を整えます。

	温度	時間	カンジダ菌除菌率
現行品	45°C	15分	99.98%
新処方	40°C	5分	99.998%

■ 成分

- 界面活性剤 (アルキルスルホ酢酸ナトリウム)
- 発泡剤 (炭酸塩、クエン酸)
- 漂白剤 (過硫酸塩、過ホウ酸塩)
- 漂白活性化剤、結合剤、酵素、香料、色素

製品の販売については、お取引歯科材料店様にお問い合わせください。



グラクソ・スミスクライン株式会社