

ラインアップ

Luna-Wingはレギュラーセットからイントロセットまで、すぐにお役に立てるセット構成です。目的に応じて、キットや単品を追加でお求めください。

認証番号： 218AABZX00035000

模型やパッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。製品の仕様、外観は、予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。

レギュラーセット

Luna-Wingの本格的導入をお考えのかたに、お勧めのセットです。レギュラーセットを中心に、キットや単品を追加でお買い求めいただくによいでしょう。

インビジブルオペーク 2.3mL:lvO	オペークデンティン5g(3mL):ODA1, ODA2, ODA3, ODA3.5, ODA4
オペーク 2.3mL:OA1, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OB2, OB3, OC3	エナメル5g(3mL):E2, E3, E4
オペーク特殊色 2.3mL:InO1, MO	トランスルーセント5g(3mL):T
サービカル5g(3mL):CA1, CA2, CB1, CC1	プライマー 7mL
デンティン5g(3mL):DA1, DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB2, DB3, DC3	リペアーリキッド 6mL

付属品 ・平筆3本 ・丸筆3本 ・練和紙(50枚綴り) ・パレット(遮光カバー付)5枚

スターターセット

使用頻度の多いA2, A3, A3.5で構成したスターターセットは、気軽にスタートできるお求めやすい価格です。患者様にすばらしい補綴物を提供するため、今すぐLuna-Wingを始めてみませんか。

インビジブルオペーク 2.3mL:lvO	オペークデンティン5g(3mL):ODA2, ODA3, ODA3.5
オペーク 2.3mL:OA2, OA3, OA3.5	エナメル5g(3mL):E2, E3
オペーク特殊色 2.3mL:InO1, MO	トランスルーセント5g(3mL):T
サービカル5g(3mL):CA1, CA2	プライマー 7mL
デンティン5g(3mL):DA2, DA3, DA3.5	リペアーリキッド 6mL

付属品 ・平筆3本 ・丸筆3本 ・練和紙(50枚綴り) ・パレット(遮光カバー付)5枚

イントロセット

最も基本的なセットです。Luna-Wingの性能をお試しになりたいかたにお勧めのセットです。ご興味をお持ちになられたかたは、迷わずぜひご注文下さい。リペアーリキッド

インビジブルオペーク 2.3mL:lvO	オペークデンティン5g(3mL):ODA3
オペーク 2.3mL:OA3	エナメル5g(3mL):E3
オペーク特殊色 2.3mL:InO1, MO	トランスルーセント5g(3mL):T
サービカル5g(3mL):CA1	プライマー 7mL
デンティン5g(3mL):DA3	リペアーリキッド 6mL

付属品 ・平筆2本 ・丸筆2本



ステインキット

ステイン21色のうち、ご希望の多い12色を取り揃えたキットです。
 ステイン 1mL: Blue, Yellow, Red, Orange, Dark Orange, White, Black, Gray, Brown, A Shift, B Shift
 ステインクリア 6mL: Clear
 付属品 ・丸筆2本 ・練和紙(50枚綴り) ・パレット(遮光カバー付)5枚

レッドプラスキット

日本人特有の赤味、明るさを自然に表現できるレッドプラスシェード、セットとともにご利用下さい。
 オペーク 2.3mL: OA2R, OA3R, OA3.5R
 サービカル5g(3mL): CA1R, CA2R
 デンティン5g(3mL): DA2R, DA3R, DA3.5R

E・T Hard

通常のエナメル、トランスエナメル、トランスルーセントに替えて「Hardタイプ」を梱包したセット箱には、箱の外装に「E・T Hard」を表示しております。



●当社では、硬質レジンや陶材、貴金属に対する質問や臨床現場で発生した問題点等に対応するため、「テクニカルサポートシステム」を設けています。お気軽にご利用下さい。技術情報の提供やアドバイスを通じて、皆様をサポート致します。

テクニカルサポート

0120-39-4929

受付時間: 月~金(9:00~17:00)

Webサイトアドレス

URL <http://www.yamakin-gold.co.jp>